

CONTENIDO DEL KIT

Cada kit incluye: 1 estuche de transporte, 1 comparador *DipCell* con tabla colorimétrica integrada y tabletas de reactivos según el modelo adquirido:

Reactivo	Código: XX01308	Código: XX01308-PLUS (Mayor Rendimiento) ★
Tabletas DPD1 (Cloro Libre)	30 tabletas	50 tabletas
Tabletas Rojo Fenol (pH)	30 tabletas	30 tabletas

 CEICA SOLUCIONES®
DISTRIBUIDOR MÁSTER


Procedimiento de uso


1. Toma de la muestra de agua

Llene el comparador **DipCell** con el agua que va a analizar hasta la línea marcada como **FILL**. Elimine cualquier exceso de agua por encima de la línea.

Si toma la muestra de un grifo o llave: Deje correr el agua durante **1 minuto** antes de llenar el comparador. Esto asegura que el agua estancada en la tubería salga y no altere el resultado.



Si toma la muestra de un estanque o tinaco: Sumerja el comparador e introduzca el brazo a una profundidad de **50 cm** por debajo de la superficie para tomar la muestra.




2. Adición de reactivos (Tabletas)

Para medir Cloro: Agregue una tableta de DPD1 (Código **6903A**) en la cámara izquierda (correspondiente a la escala de colores de **CL DPD**).



Para medir pH (Opcional): Si desea medir el pH al mismo tiempo, agregue una tableta de Rojo de Fenol (Código **6915A**) en la cámara derecha (correspondiente a la escala de **pH**).



3. Mezclado y disolución

Coloque firmemente la tapa del **DipCell**.

- **Si va a medir pH:** Invierta el comparador de arriba a abajo (de cabeza) entre 5 y 7 veces continuas hasta que la pastilla de Rojo de Fenol se disuelva por completo.
- **Si SOLAMENTE va a medir Cloro:** No es necesario agitar tanto; basta con invertir el comparador **1 o 2 veces**, ya que la pastilla DPD1 es de disolución rápida.





Kit Medidor de Cloro y pH para Agua Potable

Marca: **LaMotte** | País de Origen: **Estados Unidos**


Código: **XX01308 / XX01308-PLUS**

4. Lectura de resultados

Realice la lectura de inmediato. Busque un espacio con **luz natural de día** (evite que el sol le dé directo al comparador). Para una mejor apreciación, sostenga el comparador frente a un **fondo blanco** (puede ser una hoja de papel o una pared blanca).

Interpretación de los resultados: Observe el color de la muestra y compárelo visualmente con la escala de colores grabada en el DipCell. Registre o anote los valores obtenidos.

Nota Adicional: Medición de Bromo - Tome el resultado visual de la escala de cloro y multiplíquelo por el factor 2.25.



Limpieza y almacenamiento

- Al terminar la prueba, vacíe el comparador. No es necesario usar jabón ni enjuagar con agua limpia para guardarlo.
- Antes de realizar su siguiente prueba, enjuague el comparador utilizando un poco de la misma agua que va a analizar.

Recomendaciones de uso y cuidado

- Evite rallar y exponer el **DipCell** a altas temperaturas o dejarlo bajo la luz solar directa por tiempo prolongado. El calor extremo puede deformar el plástico o degradar la escala de colores impresa.
- Conservación de reactivos:** Mantenga las tabletas siempre selladas dentro de su empaque original (**blíster**). **No guarde ni intente conservar una tableta que ya haya sido extraída de su sello**, ya que la humedad y el aire del ambiente la inactivan de inmediato.

CONSUMIBLES

Repuestos de reactivos (Presentación de Consumibles en tabletas)

Presentación / Código

Factor de Prueba	50 tabletas	100 tabletas	250 tabletas	1000 tabletas
Tabletas DPD1 (Cloro Libre)	N/A	Cod. 6903A-J	Cod. 6903A-K	Cod. 6903A-M
Tabletas Rojo Fenol (pH)	Cod. 6915A-H	Cod. 6915A-J	Cod. 6915A-K	Cod. 6915A-M

Nota: Cada tableta se presenta en blíster de aluminio, con un total de 10 tabletas por blíster.

PRODUCTOS RELACIONADOS



CÓDIGO: 2087-DW

Fotómetro Digital Portátil ColorQ® 2x (DW), Cloro Residual y pH, Agua Potable y/o Alberca, TesTabs®, LaMotte



CÓDIGO: 4-3616-C-5

Coliformes Totales Kit con 5 Pruebas Ausencia o Presencia para Agua Potable o Fuentes de Abastecimiento, LaMotte



CÓDIGO: 5887

Kit de Prueba de Turbidez en Agua, LaMotte

